

SPURTEX® V100 FFP2 NR


NANOFASER-ATEMSCHUTZMASKE

Einweg-Atemschutzmaske konvexer Form ohne Ausatemungsventil, kategorisiert nach EN 149:2001+A1:2009 in Qualitätsklasse FFP2.

Die Schutzmaske **SPURTEX® V100 FFP2 NR** ist aus einzigartigem nanostrukturiertem Filtermaterial SPURTEX® PP L2 V3 gefertigt. Deshalb bietet sie dem Atemsystem wirksamen aktiven Schutz, insbesondere im Bereich ultrafeiner Partikel und auch vor Bakterien und Viren.

Basierend auf einem Testbericht von Nelson Labs (USA): SPURTEX® Nano-Schutzmasken erfassen 99,9 % von Bakterien (BFE), Viren (VFE) und Partikeln (PFE) mit einer Größe von 0,3 µm.

FILTERDIAGRAMM



Parameter der Nano-Schutzmaske **SPURTEX® V100 FFP2 NR** nach Norm EN 149:2001+A1:2009*

Erklärte Leistung	SPURTEX® V100 FFP2 NR
Filtereffizienz	98,5 %
Einatmungswiderstand (Gehen)	55 Pa
Einatmungswiderstand (Laufen)	188 Pa
Ausatmungswiderstand	287 Pa

*Messen der Schutzmaske im Prüflabor des Forschungsinstituts für Arbeitssicherheit (VÚBP), akkreditiert von Tschechisches Institut für Akkreditierung (CAI) nach ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (Prüfprotokoll Nr. 1024/ZZ-063/2020, das für das Zertifikat Nr. 1024/E-071/2020 benutzt wurde)



Wegen des niedrigen Druckwiderstands erlaubt die Nanofaser-Atemschutzmaske **SPURTEX® V100 FFP2 NR** bequemes Atmen bei langzeitigem Tragen.

Hochwertige Gummischlaufen bieten maximalen Tragkomfort, der eingenähte formbare Bügel dichtet die Nano-Schutzmaske perfekt an Nase und Augen ab.

Die Nanofaser-Atemschutzmaske **SPURTEX® V100 FFP2 NR** kann bei Deaktivieren der Viren und Bakterien mit Desinfektionsmittel SPURTEX® wiederholt benutzt werden.



Schutz vor Bakterien und Viren



7-lagige Konstruktion der Schutzmaske



5 Jahre



10–30 °C



Max. 50 %

Hersteller:

SPUR a.s. | třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Tschechische Republik | Tel.: +420 577 601 112

E-Mail: spurtex@spur.cz | www.spur.cz | eshop.spur.cz

*registriert im Staatlichen Institut für Arzneimittelkontrolle

**zertifiziert im Forschungsinstitut für Arbeitssicherheit

*** bei der Anwendung des Desinfektionsmittels SPURTEX® wirksame Deaktivierung von Viren und Bakterien

